

הנחיות להגבלות שתיה בעכברים

1. על החוקר לציין בבקשה האתית את סך כמות המים היומית שיקבל העכבר וכיצד יקבל אותה (בסט ההתנהגותי, השלמה בכלוב והאם בקבוצה או ביחיד וכד'). כמות המים המינימלית לעכבר היא 1.5 סמ"ק מים ליממה.
2. החוקר יפרט ע"ג פתק הכלוב (מצורפת דוגמה) את דרך המתן, שעות המתן וכד'.
3. מתן מים במהלך הניסוי:
 - a. עכבר המוחזק באופן קבוע בכלוב עם מתקן ממוחשב אוטומטי המגביל את כמות המים ביממה כאשר העכבר מקבל מים בתגובה לביצוע משימה – עכבר שלא מגיע למינימום של 1.5 סמ"ק ביממה במשך 3 ימים – החוקר ידווח לווטרינר. אם העכבר נראה טוב ופעיל יוכל הווטרינר לאשר המשך המחקר אל אף הכמות המופחתת וינחה את החוקר לגבי דרך המעקב העתידית.
 - b. מחקר בסט התנהגותי שבו מוחזק העכבר מס' שעות ביממה – החוקר יתן לעכבר השלמת מים עד לכמות של 1.5 סמ"ק ביממה. ההשלמה תינתן לא פחות מ-3 שעות לאחר סיום הניסוי בסט ועל החוקר להבטיח שהעכבר אכן שתה 1.5 סמ"ק. עכבר שלמרות ההשלמה לא מגיע למינימום של 1.5 סמ"ק ביממה במשך 3 ימים – החוקר ידווח לווטרינר. אם העכבר נראה טוב ופעיל יוכל הווטרינר לאשר המשך המחקר אל אף הכמות המופחתת וינחה את החוקר לגבי דרך המעקב העתידית.
4. החוקר ינהל מעקב אחר כמות המים היומית שכל עכבר שתה. הדיווח יהיה זמין לביקורת של וטרינר המועצה, וטרינר הרשות או חברי ועדת האתיקה.
5. העכברים במחקרים אלה יקבלו מים ad-lib במהלך יומיים של סוף השבוע (או יומיים אחרים בשבוע בתיאום עם הווטרינר).